

Congratulations on purchasing your SLENDERTONE SYSTEM-MINI.
Felicidades por adquirir su producto SLENDERTONE SYSTEM-MINI.



Please read User Manual before use.
Lea el manual d'instrucciones antes de comenzar.

Charger
Cargador

Controller
Controlador

Sold Separately
Controlador vendido por separado

SYSTEM-MINI Skirt
Falda SYSTEM-MINI

Pads
Electrodos

Step 1: Charge Battery (2-3 hours)
Cargar la batería (de 2 a 3 horas)

Step 2: Detach Unit
Desconectar la unidad

Step 3: Remove Covers (from patterned side)
Quitar las cubiertas (de la cara impresa)

Bend pads to help remove covers
Doble los electrodos para quitar las cubiertas

...and Position Pads
...y colóquelas

Cover metal studs fully
Cubrir completamente los conectores metálicos

Step 4: Remove Covers A and B
Retire las cubiertas A y B

Keep Covers
Guarde las cubiertas

Step 5: Position Garment
Colocar la falda

Center Label
Centre la etiqueta

Fix hip strap comfortably at the front of the garment
Fije la correa de la cadera cómodamente a la parte delantera de la falda

Step 6: Remove Covers C and D
Retire las cubiertas C y D

Position the pads below the bum
Coloque los electrodos por debajo de los glúteos

Step 7: Fasten Straps
Fijar las correas

Correct pad placement
Corrija el lugar de los electrodos

Step 8: Close Garment (around hips)
Ceñir la falda (alrededor de las calderas)

Release clip
Suelte el clip

Step 9: Attach Unit
Conectar la unidad

Step 10: Switch On
Activar la unidad

(i) Press and hold for 2 seconds to switch on
(i) Para activar presione y mantenga pulsado durante 2 segundos

(ii) Increase intensity to a comfortable level of 25 or above
(ii) Aumente el intensidad a un nivel cómodo de 25 o superior

(iii) Increase intensity throughout training session
(iii) Aumente el intensidad durante toda la sesión

Session Over
Finalizar sesión

(i) Press and hold for 2 seconds to switch off
(i) Presione y mantenga pulsado durante 2 segundos para apagar la unidad

Replace Covers
Vuelva a colocar las cubiertas

Use 3-5 times a week to see great results!
Usa tres o cinco a semana te veo resultados primeiro!

Still have a question? Call
Toavía tienen una pregunta?
1-800-551-2443

SLENDERTONE

Time to look and feel good

System-Mini

Quick Start Guide
Guía de Inicio Rápido

www.slendertone.com
 1-800-551-2443